


# VINCENTpartial4

## Technische Spezifikationen

<b>Lagerung und Transport in der Originalverpackung</b>	Schutzklasse: IP67 Temperaturbereich: -20 °C/-4 °F bis +80 °C/+176 °F
<b>Betrieb</b>	von -5 °C/+23 °F bis +45 °C/+113 °F max. 95 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
<b>Betriebsspannung</b>	4,9 V bis 8,4 V
<b>Ruhestrom</b>	18 mA
<b>Max. Stromstärke</b>	5,0 A



<b>Größen und Abmessungen [mm]</b>	<b>Länge Finger</b> <i>VINCENTfinger4</i>	<b>XS</b> 79,5	<b>S</b> 84	<b>M</b> 87	<b>L</b> 90	<b>XL</b> 93	
	<b>Länge Daumen</b> <i>VINCENTthumb4_active</i>	<b>1</b> 82	<b>2</b> 86	<b>3</b> 98	<b>4</b> 105		
	<b>Breite Rahmenblech</b> <i>VINCENTframe4</i>	<b>XS</b> 76	<b>S</b> 79	<b>M</b> 82	<b>L</b> 85	<b>XL</b> 88	<b>XXL</b> 91
<b>Anzahl Standardgriffe</b>		aktiver Daumen vorhanden: 8; nicht vorhanden: 5					
<b>Anzahl zusätzliche Griffe</b>		aktiver Daumen vorhanden: 6; nicht vorhanden: 7					
<b>Kraft auf Einzelfinger auf max. gebeugtem Finger, Mittig an Fingerhülse gemessen (statisch)</b>		ca. 350 N (entspricht ca. 35 kg)					
<b>Kraft auf Fingerspitze bei gestrecktem Finger (statisch)</b>		ca. 120 N (entspricht ca. 12 kg)					
<b>Maximale Geschwindigkeit Finger</b>		155 ° pro Sek.					
<b>Maximale Geschwindigkeit Daumen</b>		122 ° pro Sek.					
<b>Zeit vom vollständig geöffnet bis vollständig geschlossen</b>		0,6 Sek.					
<b>Lebensdauer des Produkts</b>		5 Jahre					
<b>Wasserfestigkeit</b>		IP68					
<b>Korrosionsbeständigkeit</b>		CRC Klasse II					
<b>Funkmodul</b>	<b>Modell</b>	WML-C46 von Mitsumi					
	<b>FCC-ID</b>	P00WML-C46					
	<b>Frequenzband</b>	2,402 MHz - 2,480 MHz					