

VINCENTevolution5

Die kompromisslose Handprothese



made in Germany

www.vincentsystems.de

Telefon: +49 721 480 714 0 (Mo bis Fr 9-16 Uhr)
 Fax: +49 721 480 714 99 | sales@vincentsystems.de


Vincent Systems GmbH | Albert-Nestler-Str. 28-30 | 76131 Karlsruhe | Deutschland

Copyright © Vincent Systems GmbH



Die kompromisslose Handprothese

- Kompromisslos wasserdicht nach IP68
- Hochbelastbarer Aluminiumrahmen für maximale Traglast
- Optionaler Titanrahmen für noch höhere Belastbarkeit
- Elastische Grundglieder und federnde Fingerelemente für eine perfekte Adaption
- Vier Handgelenksvarianten von Transcarpal- bis Schnellverschluss mit abwinkelbarem Handgelenk
- Alle Funktionen von Hand und Handgelenk sind für bilaterale Anwender optimiert
- Silikonmantel für maximale Haltbarkeit, Hygiene, Haptik und Adaption beim Greifen und Halten
- Präzise Griffauswahl erfolgt über Gestensteuerung
- Kraftvoller Präzisionsgriff kann Objekte bereits ab $\varnothing 1$ mm aufnehmen
- Anzeige und Anpassung der Steuerungssignale direkt auf der Hand
- Anzeige des Ladezustandes der Batterie direkt auf der Hand
- Verriegelung und Griffauswahl direkt auf der Hand
- Feinfühliger Tastsinn
- Individualisierbar: 5 Handgrößen, 25 Farbkombinationen



Größe	XS	S	M	L	XL
Länge A [mm]	135	145	155	165	175
Breite B [mm]	70	70	80	80	85

