






Größentabelle VINCENTevolution5



VINCENTevolution5 GRÖßEN

					
	XS	S	M	L	XL

HANDGELENKSOPTIONEN MIT EINGUSSRING/-PLATTE

<p>VINCENTwrist quicksnap Lamination ring koaxial 6</p>  <p>32 mm 3 mm</p>	Gesamtlänge	175 mm	180 mm	190 mm	200 mm	210 mm
<p>VINCENTwrist quicksnap + flexion Lamination ring koaxial 6</p>  <p>51 mm 3 mm</p>	Gesamtlänge	194 mm	199 mm	209 mm	219 mm	229 mm
<p>VINCENTwrist short Transcarpal radial 4</p>  <p>11 mm</p>	Gesamtlänge	151 mm	156 mm	166 mm	176 mm	186 mm
<p>VINCENTwrist short + flexion Transcarpal radial 4</p>  <p>30 mm</p>	Gesamtlänge	170 mm	175 mm	185 mm	195 mm	205 mm