






Größen- und Gewichtstabelle VINCENTevolution5



VINCENTevolution5 GRÖßEN

					
	XS	S	M	L	XL


HANDGELENKSOPTIONEN MIT EINGUSSRING/-PLATTE

VINCENTwrist quicksnap Lamination ring koaxial 6 	Gesamtlänge	170 mm	180 mm	190 mm	200 mm	210 mm
	Gesamtgewicht	ca. 477 g	ca. 481 g	ca. 533 g	ca. 535 g	ca. 575 g
VINCENTwrist quicksnap + flexion Lamination ring koaxial 6 	Gesamtlänge	189 mm	199 mm	209 mm	219 mm	229 mm
	Gesamtgewicht	ca. 536 g	ca. 540 g	ca. 592 g	ca. 594 g	ca. 634 g
VINCENTwrist short Transcarpal radial 4 	Gesamtlänge	146 mm	156 mm	166 mm	176 mm	186 mm
	Gesamtgewicht	ca. 422 g	ca. 426 g	ca. 478 g	ca. 480 g	ca. 520 g
VINCENTwrist short + flexion Transcarpal radial 4 	Gesamtlänge	165 mm	175 mm	185 mm	195 mm	205 mm
	Gesamtgewicht	ca. 481 g	ca. 485 g	ca. 537 g	ca. 539 g	ca. 579 g





Größen- und Gewichtstabelle VINCENTyoung3+



VINCENTyoung3+



HANDGELENKSOPTIONEN MIT EINGUSSRING/-PLATTE

<p><i>VINCENTwrist quicksnap</i> <i>Lamination ring coaxial 6</i></p>  <p>32 mm 3 mm</p>	Gesamtlänge	166 mm
<p><i>VINCENTwrist quicksnap + flexion</i> <i>Lamination ring coaxial 6</i></p>  <p>51 mm 3 mm</p>	Gesamtlänge	185 mm
<p><i>VINCENTwrist short</i> <i>Transcarpal radial 4</i></p>  <p>11 mm</p>	Gesamtlänge	142 mm
<p><i>VINCENTwrist short + flexion</i> <i>Transcarpal radial 4</i></p>  <p>30 mm</p>	Gesamtlänge	161 mm
	Gesamtgewicht	ca. 391 g
	Gesamtgewicht	ca. 436 g
	Gesamtgewicht	ca. 347 g
	Gesamtgewicht	ca. 387 g